



Produktinformation från Etac

Oktober – December 2016

 **etac**[®]

Innehåll


Manuella rullstolar	3–5
T-spårsmutter - Länkhjulsfäste	3
Manuella Förflyttningshjälpmedel	6–7
Ny vridplatta Turner PRO	6
Junior	8–6
Ny Fotplatta – R82 Swan	8
Fler val av klädselar i nya färger – Sulky R82 Stingray	9
Nytt utförande – Tippbräda R82 Caribou stl 3 & 4 med gaskolv	10
Nya tillbehör – Gåstol R82 Mustang	11
Nytt huvudstöd 2-delat – Sulky R82 Stingray	12
Utgående produkt – Arbetsstol R82 Wombat Basic	13
Arbetsstol R82 Wombat i nytt utförande – Wombat Living	14-17
Nya tillbehör – Dusch- och toalettstol R82 Heron	18
Nytt tillbehör – Vinkelreglerbara Armstöd – komfortrullstol R82 Kudu	19
R82 Junior – Huvudstöd med Turtlestag flat montering	20
Kontakta oss	21–22

Produktinformation

T-spårsmutter - Länkhjulsfäste

Vi inför en ny lösning med T-spårsmutter på våra länkhjulsinfästningar (vid den nedre infästningen).

T-spårsmuttern gör att det blir enklare att höja/sänka/loda in länkhjulsfästet och därför kommer det att införas som standard på våra rullstolar. Vi kommer också erbjuda reservdelssatser med T-spårsmutter till våra olika länkhjulsfästen, se tabell nedan. Se ytterligare sidor för överblick av de olika satserna.




Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Framgaffelfäste breddat Cross	kompl	25763
Framgaffelfäste lågt Cross	kompl	28175
Framgaffelfäste Cross	kompl	28147
Monteringssats framgaffelfäste		27989
Leverans		Vecka 36. 2016

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac®



Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]



28175

Framgaffelfäste Lågt Cross



27989

Monteringssats Framgaffelfäste

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se



Produktinformation

Ny vridplatta Turner PRO

Nu kommer en ny generation av vridplatta från Etac – Turner PRO

Vridplatta Turner kommer vid årskiftet utgå och ersättas av vridplatta Turner PRO, som har en ny modern, smart och attraktiv design.

Vridplatta Turner PRO är det självklara valet vid korta förflyttningar i trånga utrymmen!

För utgående vridplatta Turner se sida 2.



Fakta

- Handtagets höjd: 78–120 cm
- Fotplatta diameter: 40 cm
- Fotplatta höjd: 20 mm
- Underbensstöd bredd: 38 cm
- Underbensstöd höjd: 15 cm
- Totalvikt: 8 kg
- Max användarvikt (SWL): 200kg
- Uppfyller krav enligt: MDD93/42/EEC EN 12182

Benämning artikel

Beskrivning

Art. nr.

Vridplatta Turner PRO

16090106

Leverans

1 Januari 2017

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Skapar möjligheter

Utgående vridplatta Turner



Vridplatta Turner mod 2
med ovalt handtag



Vridplatta Turner mod 2
med U-handtag

Benämning utgående artikel	Beskrivning	Art. nr.
Vridplatta Turner mod 2	runt handtag vit med polstrade underbensstöd	16090104
Vridplatta Turner mod 2	U-hand handtag vit med polstrade underbensstöd	16090105
Utgår		Slutförbrukas eller senast 31 december 2016

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Skapar möjligheter

Produktinformation

Ny Fotplatta – R82 Swan

Dusch och toalettstol R82 Swan kan nu beställas med ny fotplatta. Den nya fotplattan känner vi igen från arbetsstol R82 Wombat. Till Swan är den vit och alla monteringsdetaljer är av rostfritt stål för att passa i våtutrymmen. Fotplattan kan justeras i höjd och vinkel och även fällas upp.

För montering av fotplattan på Swan krävs stag till fotplatta, se art.nr nedan.



Ny fotplatta till R82 Swan

Benämning ny artikel	Beskrivning	Art. nr.
Fotplatta Swan stl 1 vjb ufb vit	31x19 cm	3187145-1
Fotplatta Swan stl 2 vjb ufb vit	36x23 cm	3187145-2
Fotplatta Swan stl 3 vjb ufb vit	41x24 cm	3187145-3
Benämning befintlig artikel		Art. nr.
Stag fotplatta Swan stl 1 25 cm		3187026
Stag fotplatta Swan stl 2 35 cm		3187027
Stag fotplatta Swan stl 3 50 cm		3187028

Leverans

Finns på lager

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Skapar möjligheter

Produktinformation

Fler val av klädselar i nya färger – Sulky R82 Stingray

Vi har successivt bytt ut kädslen på vår sulky R82 Stingray till ett nytt tyg (se tidigare produktinformation från augusti).

Vi kan nu erbjuda denna klädsel i flera fina färger – blå, grön, grå och rosa. Dessa färger kommer att finnas tillgängliga som beställningsvara. Standardfärgen för R82 Stingray förblir röd.



Befintlig klädsel – röd



Ny klädsel – blå



Ny klädsel – grön



Ny klädsel – grå



Ny klädsel – rosa

Benämning ny artikel

Art. nr.

Dyna Stingray stl 1 blå set	318750511
Dyna Stingray stl 2 blå set	318750521
Dyna Stingray stl 1 grön set	318750513
Dyna Stingray stl 2 grön set	318750523
Dyna Stingray stl 1 grå set	318750514
Dyna Stingray stl 2 grå set	318750524
Dyna Stingray stl 1 rosa set	318750515
Dyna Stingray stl 2 rosa set	318750525

Leverans

Beställningsvara

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac®
Skapar möjligheter

Produktinformation

Nytt utförande – Tippbräda R82 Caribou stl 3 & 4 med gaskolv

Tippbräda R82 Caribou stl 3 och 4 med gaskolv kommer få ett uppdaterat utförande. Gaskolven kompletteras med ett teleskoprör för att ge ett stabilare stående. Teleskopröret har steglös justering och ger samma tiltintervall som nuvarande lösning. Bytet sker successivt.

Utbytessatser för uppdatering av befintlig Caribou finns att beställa som tillbehör. Se artikelinformation nedan.



R82 Caribou manuell tilt med gaskolv
Utgående produkt



R82 Caribou med teleskoprör
Ersätter utgående produkt

Benämning utgående artikel	Beskrivning	Art. nr.
Tippbräda Caribou stl 3	med gaskolv	31860103
Tippbräda Caribou stl 4	med gaskolv	31860104
Ersätts av ny artikel	Beskrivning	Art. nr.
Tippbräda Caribou stl 3	med teleskoprör	31860113
Tippbräda Caribou stl 4	med teleskoprör	31860114
Benämning artikel uppdatering av Caribou	Beskrivning	Art. nr.
Ombyggnadskit Caribou stl 3	från gaskolv till teleskoprör	31860113-KIT
Ombyggnadskit Caribou stl 4	från gaskolv till teleskoprör	31860114-KIT
Leverans		Utgående produkt slutförbrukas

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Skapar möjligheter

Produktinformation

Nya tillbehör – Gåstol R82 Mustang

Nu kompletterar vi med ytterligare storlekar av Ankelstöd och Bendelare till R82 Mustang. Detta för att de skall passa bättre till Mustang stl 1 med 200 mm hjul och Mustang stl 2 med 100 mm hjul.

Detta innebär att vi nu har ankelstöd och bendelare till alla varianter av Gåstol R82 Mustang.

Se tabell nedan för artikelnummer. De nya artiklarna är märkta med *.



Bandelare – nytt tillbehör



Ankelstöd – nytt tillbehör

Benämning artikel	Art. nr.	Passar till artikel	Art. nr.
Bandelare Mustang stl 1 100 mm hjul	31869410	Gåstol Mustang stl 1 100 mm hjul	31869011
Bandelare Mustang stl 1 200 mm hjul *	31869410-8	Gåstol Mustang stl 1 200 mm hjul	31869015
Bandelare Mustang stl 2 200 mm hjul	31869420	Gåstol Mustang stl 2 200 mm hjul	31869024
Bandelare Mustang stl 3 200 mm hjul/ Mustang stl 2 100 mm hjul	31869430	Gåstol Mustang stl 2 100 mm hjul/ Gåstol Mustang stl 3 200mm hjul	31869025-4/ 31869033
Bandelare Mustang stl 4 200 mm hjul	31869440	Gåstol Mustang stl 4 200 mm hjul	31869042
Ankelstöd Mustang stl 1 100 mm hjul/ Mustang stl 1 200 mm hjul par	31869450	Gåstol Mustang stl 1 100 mm hjul/ Gåstol Mustang stl 1 200 mm hjul	31869011/ 31869015
Ankelstöd Mustang stl 2 200 mm hjul par	31869455	Gåstol Mustang stl 2 200 mm hjul	31869024
Ankelstöd Mustang stl 2 100 mm hjul par *	31869455-4	Gåstol Mustang stl 2 100 mm hjul	31869025-4
Ankelstöd Mustang stl 3 200 mm hjul par	31869460	Gåstol Mustang stl 3 200 mm hjul	31869033
Ankelstöd Mustang stl 4 200 mm hjul par	31869465	Gåstol Mustang stl 4 200 mm hjul	31869042
Leverans		Finns i lager	

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Skapar möjligheter

Produktinformation

Nytt huvudstöd 2-delat – Sulky R82 Stingray

Vi kan nu erbjuda ett nytt 2-delat huvudstöd till Sulky R82 Stingray. Det nya huvudstödet finns i en storlek som passar båda storlekarna på Stingray. De två separata kuddarna kan justeras individuellt i sidled, även när barnet sitter i sulkyn. Dynorna kan justeras mot mitten för smal passform eller ut mot sidorna för att inte vara i vägen.



Huvudstöd 2-delat

Benämning ny artikel	Benämning	Art. nr.
Huvudstöd Stingray 2-delat	justerbart svart	318720870
Leverans		Finns i lager

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Skapar möjligheter

Produktinformation

Utgående produkt – Arbetsstol R82 Wombat Basic

Arbetsstol R82 Wombat Basic samt tillbehör knästödd utgår ur sortimentet.



R82 Wombat basic



Knästödd ssb

Benämning utgående artikel	Beskrivning	Art. nr.
Wombat basic stl 1		3195222-15
Wombat basic stl 2		3195244-15
Wombat basic stl 1	Centralbroms	3195222-15CB
Wombat basic stl 2	Centralbroms	3195244-15CB
Knästödd ssb Wombat stl 1-2		3195116
Knästödd ssb Wombat stl 3		3195117
Leverans		Slutförbrukas

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Skapar möjligheter

Produktinformation

Arbetsstol R82 Wombat i nytt utförande – Wombat Living

Arbetsstol R82 Wombat Upgrade kommer i ett nytt utförande, R82 Wombat Living. Detta innebär att Wombat Upgrade successivt utgår och ersätts av Wombat Living. Se nedan information om nya, utgående och ersättnings artiklar.

Befintliga tillbehör till utgående Wombat Upgrade passar till nya Wombat Living. Nya tillbehör och reservdelar för Wombat Living är markerade med * i artikellistan på sidan 2-3.



R82 Wombat Living
Ersätter utgående produkt



R82 Wombat Upgrade
Utgående produkt

Forts. nästa sida »

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Skapar möjligheter

Wombat Living – ny

Benämning ny artikel	Beskrivning	Art. nr.
Arbetsstol Wombat Living stl 1	gaskolv centralbroms grå/grå	31951231-28
Arbetsstol Wombat Living stl 2	gaskolv centralbroms grå/grå	31952231-28
Arbetsstol Wombat Living stl 3	gaskolv centralbroms grå/grå	31953231-28
Arbetsstol Wombat Living stl 1	el centralbroms grå/grå	31951235-28
Arbetsstol Wombat Living stl 2	el centralbroms grå/grå	31952235-28
Arbetsstol Wombat Living stl 3	el centralbroms grå/grå	31953235-28
Tillbehör		
Bendelare förlängd Wombat		3195230-10*
Bord plast grå 44 x 34 cm		318976350*
Bålstöd Wombat Living fasta	stl 1-2 inkl överdrag par	3195121*
Inkontinensöverdrag sits stl 1	Wombat Living	31955621-282*
Inkontinensöverdrag sits stl 2	Wombat Living	31955622-282*
Inkontinensöverdrag sits stl 3	Wombat Living	31955623-282*
Körbygel Wombat Living stl 1-2	sitsmonterad	3195148-1*
Körbygel Wombat Living stl 3	sitsmonterad	3195148-3*
Körbygel Wombat stl 3	vrb	3195147*
Platta höftstöd Wombat	för smalare sittbredd par	3195110-SM*
Ryggförlängare Wombat stl 3	6x27 cm svart	3195140-60
Reservdelar		
Ryggdyna Wombat stl 1	grå inkl överdrag	31955031-228
Ryggdyna Wombat stl 2	grå inkl överdrag	31955032-228
Ryggdyna Wombat stl 3	grå inkl överdrag	31955033-228
Ryggdyna formad Wombat stl 1	grå inkl överdrag	31955031-238*
Ryggdyna formad Wombat stl 2	grå inkl överdrag	31955032-238*
Ryggdyna formad Wombat stl 3	grå inkl överdrag	31955033-238*
Sittdyna formad Wombat stl 1	grå inkl överdrag	31955021-238*
Sittdyna formad Wombat stl 2	grå inkl överdrag	31955022-238*
Sittdyna formad Wombat stl 3	grå inkl överdrag	31955023-238*
Sittdyna Wombat stl 1	grå inkl överdrag	31955021-228
Sittdyna Wombat stl 2	grå inkl överdrag	31955022-228
Sittdyna Wombat stl 3	grå inkl överdrag	31955023-228
Leverans		Införs successivt, se fortsättning på nästa sida

*Nya tillbehör och reservdelar till Wombat Living

Forts. nästa sida »

Vid frågor, kontakta:
 Etac Sverige AB
 Box 203
 334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
 fax kundservice 0371-58 73 90
 info@etac.se
 www.etac.se

etac[®]
 Skapar möjligheter

Wombat Living – ny

Benämning ny artikel	Beskrivning	Art. nr.
Reservdelar, forts.		
Överdrag höftstöd stl 1	Wombat Living par	3195110-60*
Överdrag höftstöd stl 2	Wombat Living par	3195111-60*
Överdrag ryggdyna Wombat stl 1	grå	31955611-228
Överdrag ryggdyna Wombat stl 2	grå	31955612-228
Överdrag ryggdyna Wombat stl 3	grå	31955613-228
Överdrag ryggdyna formad	Wombat stl 1 grå	31955611-238
Överdrag ryggdyna formad	Wombat stl 2 grå	31955612-238
Överdrag ryggdyna formad	Wombat stl 3 grå	31955613-238
Överdrag sittdyna Wombat stl 1	grå	31955621-228
Överdrag sittdyna Wombat stl 2	grå	31955622-228
Överdrag sittdyna Wombat stl 3	grå	31955623-228
Leverans	Införs successivt	

*Nya tillbehör och reservdelar till Wombat Living

Forts. nästa sida »

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se


Skapar möjligheter

Wombat Upgrade – utgå

Benämning utgående artikel	Beskrivning	Art. nr.	Ersätts av art. nr.
Wombat upgrade stl 1	med gaskolv centralbroms	3195322-15CB	31951231-28
Wombat upgrade stl 2	med gaskolv centralbroms	3195344-15CB	31952231-28
Wombat upgrade stl 3	med gaskolv centralbroms	3195366-15CB	31953231-28
Wombat upgrade stl 1 el	centralbroms	3195422-15CB	31951235-28
Wombat upgrade stl 2 el	centralbroms	3195444-15CB	31952235-28
Wombat upgrade stl 3 el	centralbroms	3195466-15CB	31953235-28
Wombat upgrade stl 1	med gaskolv	3195322-15	–
Wombat upgrade stl 2	med gaskolv	3195344-15	–
Wombat upgrade stl 1 el		3195422-15	–
Wombat upgrade stl 2 el		3195444-15	–
Ryggdyna Wombat stl 1 formad	inkl överdrag och kilar	3195031-215	31955031-238
Ryggdyna Wombat stl 2 formad	inkl överdrag och kilar	3195032-215	31955032-238
Ryggdyna Wombat stl 3 formad	inkl överdrag och kilar	3195033-215	31955033-238
Ryggförlängare Wombat stl 3	6x27 cm	3195140-18	3195140-60
Sittdyna Wombat stl 1 formad	inkl överdrag och kilar	3195021-215	31955021-238
Sittdyna Wombat stl 2 formad	inkl överdrag och kilar	3195022-215	31955022-238
Sittdyna Wombat stl 3 formad	inkl överdrag och kilar	3195023-215	31955023-238
Överdrag ryggdyna Wombat stl 1	formad	3195611-215	31955611-238
Överdrag ryggdyna Wombat stl 2	formad	3195612-215	31955612-238
Överdrag ryggdyna Wombat stl 3	formad	3195613-215	31955613-238
Överdrag sittdyna Wombat stl 1	formad	3195621-215	31955621-228
Överdrag sittdyna Wombat stl 2	formad	3195622-215	31955621-228
Överdrag sittdyna Wombat stl 3	formad	3195623-215	31955623-228
Leverans		Slutförbrukas och utgår successivt	

Vid frågor, kontakta:
 Etac Sverige AB
 Box 203
 334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
 fax kundservice 0371-58 73 90
 info@etac.se
 www.etac.se

etac[®]
 Skapar möjligheter

Produktinformation

Nya tillbehör – Dusch- och toalettstol R82 Heron

Stänkskydd lågt

En låg variant av stänkskydd till Heron finns nu att beställa som alternativ till det befintliga stänkskyddet. Detta nya låga stänkskydd monteras på samma sätt som nuvarande modellen. Det låga stänkskyddet kommer i nästan samma nivå som mjukdyna.

Höftbälte

Nu finns Neoprene 2-punkts höftbälte i ytterligare en storlek, stl 3. Samma modell som befintliga storlekar fast större. Lämpar sig därför särskilt bra till Heron.



Nya tillbehör – R82 Heron

Benämning ny artikel

Art. nr.

Stänkskydd lågt Heron

31880508-07

Höftbälte neopren stl 3

3185423-3

Leverans

Finns i lager

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Skapar möjligheter

Produktinformation

Nytt tillbehör – Vinkelreglerbara Armstöd – komfortrullstol R82 Kudu

Vi kan nu erbjuda vinkelreglerbara armstöd till Kudu som tillbehör.

De monteras på samma sätt som de vanliga armstöden. Fäste för bord ingår med ett rött flip handtag. Armstöden vinkelregleras med ett grönt snäplås under armstödsdynan. Dessutom är armstödsdynan av bredare och tjockare PU.



Armstöd vrb Kudu

Benämning ny artikel	Beskrivning	Art. nr.
Armstöd vrb Kudu stl 1-2	inkl sidoskydd fäste bord kompl par	3195712-20
Armstöd vrb Kudu stl 3-4	inkl sidoskydd fäste bord kompl par	3195712-40
Leverans		Finns i lager

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Skapar möjligheter

Produktinformation


R82 Junior – Huvudstöd med Turtlestag flat montering

Nu utökar vi det redan breda utbudet av R82 huvudstöd med ytterligare en modell av Turtlestag. Denna nya modell av turtlestag har en flat montering mot huvudstödsdynan (se nedan skiss), vilket betyder att huvudstödet kan komma närmre. Turtlestaget finns både med kort och långt stag, 13 och 25 cm. Beställs som reservdel och kan enkelt bytas på befintliga huvudstöd.

Huvudstöd anatomiskt, medium och stort finns med Turtlestag flat 25 cm. Se lista nedan för artikelnummer.



Stag huvudstöd – Turtle flat



Benämning ny artikel	Beskrivning	Art. nr.
Stag huvudstöd Turtle flat	kort 13 cm svart	3198619-47
Stag huvudstöd Turtle flat	långt 25 cm svart	3198619-48
Förslag kombinationer av huvudstöd med Turtle flat:		Art. nr.
Huvudstöd anatomiskt medium	turtlestag flat 25 cm svart	319945491-83
Huvudstöd anatomiskt stort	turtlestag flat 25 cm svart	319967491-83
Leverans		Finns på lager

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Skapar möjligheter



Pernilla Linde

Säljare/utbildare

- Junior

Södra Sverige

pernilla.linde@etac.com

Tel 0371-58 73 24

Mobil 0703-42 47 40



Tove Filipsson

Säljare/utbildare

- Junior

Södermanland, Stockholm, Gotland, Uppsala, Dalarna, Gävleborg, Västmanland, Värmland, Örebro och Östergötland

tove.filipsson@etac.com

Tel 08-633 47 44

Mobil 072-711 56 75



Inger Skärin

Säljare/utbildare

- Manuella förflyttningshjälpmedel
- Lyftar och selar
- Madrasser

Södra Sverige

inger.skarin@etac.com

Tel 0371-58 72 21

Mobil 0730-75 54 25



Jonas Joelsson

Säljare/utbildare

- Manuella förflyttningshjälpmedel
- Lyftar och selar
- Madrasser

Södermanland, Stockholm, Gotland, Uppsala, Dalarna, Gävleborg, Västmanland, Värmland och Örebro

jonas.joelsson@etac.com

Tel 0371-58 72 21

Mobil 070-286 26 52



Josefina Frisk

Säljare/utbildare

- Manuella rullstolar
- Dynor
- Hygien
- Hjälpmotorer

Södermanland, Stockholm,
Gotland, Uppsala, Dalarna,
Gävleborg, Västmanland,
Värmland och Örebro

josefina.frisk@etac.com
Tel 0371-58 73 37
Mobil 070-297 81 82

Kundservice

Etac Sverige AB
Box 203, 334 24 Anderstorp
tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se www.etac.se

Öppettider:
Måndag 09:15-16:00
Tisdag-fredag 08:00-16:00
Lunchstängt 12:00-13:00



*"Alla ska kunna leva ett fritt och oberoende liv
och fullfölja sina drömmar oavsett olika fysiska förutsättningar."*

Etac har ett brett utbud av hjälpmedel:

- Manuella rullstolar och sittlösningar*
- Badrumskomfort och lösningar för det dagliga livet*
- Barnhjälpmedel*
- Lyftar och selar*

*Du hittar också nyheter och uppdaterad information
på vår hemsida www.etac.se.*