



Medicinskåp Rejäl är konstruerat för förvaring av narkotiska preparat

”Medicinskåp Rejäl är lämpligt för dem som ställer extra höga krav på säkerhet”

Birgitta, avdelningschef, Örebro

Anpassat för förvaring av narkotiska preparat

Medicinskåp Rejäl är speciellt konstruerat och anpassat för att förvara narkotiska preparat i läkemedelsrum, akutrum och behandlingsrum. Skåpet är även lämpligt som förvaringsskåp på de äldre- och gruppboenden som ställer extra höga krav på säkerhet och utrymme.

Skåpet Rejäl passar också bra att använda i ambulansgarage, då ofta med ett låssystem med extern läsare.

Medicinskåp Rejäl har ett väl utnyttjat utrymme. Skåpet har flyttbara glashyllor, i dörren finns två fack och en utfällbar hylla för till exempel medicindelning.



Skåpet finns med både vänster- och högerhängd dörr.

Medicinskåp Rejäl

Vikt:	33 kg
Ytermått HxBxD:	620x410x260 mm
Plåttjocklek:	3 mm
Ytbehandling:	Vit pulverlack
Glashyllor:	3 st
Monteringsplatta:	Ingår

Dessa lås kan fås som tillval till skåp Rejäl:

- El-låskista: Kan styras av extern läsare
- Mekaniskt

Båda låsen levereras med trycke och oval cylinder.

Skåpet kan även anpassas för:

- Salto
- Phoniro
- TimeLox
- DS 400, RFID

RFID-lås som öppnas med en tag eller kort erbjuder möjligheter att styra och ha olika behörigheter, d.v.s. vilka skåp som personen har tillgång till samt registrering av vem som har öppnat och vid vilken tidpunkt.

Låset använder MIFARE-teknik samt NFC. Med ett lås med RFID använder du till exempel en tagg eller nyckelbricka som identifiering vid låset.

Det fungerar även med SITHS-kort och går att sammankoppla med andra system där tagg eller kort används. Det går att styra behörigheten till olika lås för olika personer. Uppgradering och utbyte i befintliga medicinskåp med nyckellåsning är möjlig.

Detta system ger dig full kontroll. Läs ut en lista med vem som öppnat eller försökt att öppna skåpet. Det gör det möjligt att styra behörigheten per lås för olika personer. Det kan till exempel gälla via arbetstid eller behörigheten för ett arbetslag. Ge personer tillfällig behörighet som följer medicindelegeringen.

RFID-låset finns för både skåplås till exempel medicinskåp och för dörrar till exempel patientdörr och medicinrum. Båda låsen administreras i samma programvara och ni kan ha behörighet till utvalda medicinskåp samt dörrar.

Låset drivs av batteri. Beräknad på normal användning ger det 25 000 öppningar under tre år med medföljande batteri.

Låsen finns i vitt eller svart och kan monteras stående eller liggande. Finns även med endast kod och med både kod + nyckelbricka.

Enkel installation och igångsättning gör att övergången till smarta lås kan genomföras på kort tid.



DS 400, RFID

På dörrens insida finns en utfällbar hylla för till exempel medicindelning.