



Molift Quick Raiser 205

Uppresningslyft med
unik lyftkapacitet

 **etac**®



Molift QuickRaiser 205

En uppresningslyft med unik lyftkapacitet

Molift QuickRaiser 205 är en toppmodern uppresningslyft med modulär uppbyggnad som innebär att man kan skräddarsy lyften efter de olika behov man har i en vårdssituation. Som exempel kan nämnas att man kan välja mellan fast benbredd eller elektrisk benbreddning, olika typer av underbensstöd, byglar med olika sellösningar samt två typer av höjd på hjulen. Uppresningsmomentet är bekvämt, stabilt och säkert, samtidigt som lyften är enkel att manövrera.

Stabil och kompakt

QuickRaiser 205 är kompakt, stabil och enkel att manövrera. Hjulens placering, det vinklade körhandtaget och den genomtänkta viktfördelningen gör den väldigt lätt att manövrera i små utrymmen. Väljer man till små hjul så minskar man chassits höjd, vilket gör att lyften lätt går in under sängar, stolar och rullstolar. Med elektrisk benbreddning så ökar man lyftens tillgänglighet avsevärt. Väljer man däremot istället fast benbredd så tar lyften litet utrymme.

Naturligt rörelsemönster

Fyrpunktsbygeln och lyftselen RgoSling Active ger extra stöd vid uppresning från sitt till stå. Den snedställda masten ger ett naturligt rörelsemönster, vilket uppskattas av både vårdare och patienter. Fyrpunktsbygeln kombinerad med lyftselen ger en bekväm, stabil och säker uppresning.



Molift QuickRaiser 205

4-punktsbygel, elektrisk benbreddning
2-punktsbygel, elektrisk benbreddning
4-punktsbygel, fast benbredd
2-punktsbygel, fast benbredd

Art.nr

M29160
M29161
M29162
M29163

Lyfthastighet:

med 75 kg belastning
med 205 kg belastning

Lyfthöjd:

600 mm

Bredd hjulbas:

Yttre:
Inre:

620 mm
200 mm

Hjul

Ø 75/50mm
Ø 100/75mm

Hjul

Ø 75/50mm
Ø 100/75mm

Hjul

Ø 75/50mm
Ø 100/75mm

Höjd fotplatta:

65 mm
90 mm

Vändradie:

1150 mm

Vikt:

Max brukarvikt (SWL):
Totalvikt (Fast benbredd):
Chassi (Fast benbredd):
Lyftbygel:
Underbensstöd:
Lyftmast (tyngsta delen):

205 kg
44 (42,5) kg
17 (15,5) kg
4,5 kg
3,5 kg
19 kg

Battery SLA 24V, 2,9 Ah:

Laddningstid:
Antal lyft (75kg) med fulladdat batteri:

6 timmar
>100

Rengöring:

Rengör produkten med ett lösningsmedelsfritt rengöringsmedel (pH-värde 5–9), eller med en 70% desinfektionssprit.

Höjd hjulbas:

76 mm
101 mm

Markfrigång:

27 mm
52 mm




Detaljer



Ergonomisk design

Den lutande lyftmasten gör att patienten reser sig uppåt och framåt och får därför ett naturligt rörelsemönster.



Komfort, säkerhet och stabilitet

Fyrpunktsbygeln och lyftselen RgoSling Active ger extra stöd vid uppresning från sittande till stående.



Automatisk varning

Automatisk varning för (årlig) periodisk inspektion och service.



Lätt att manövrera

Lätt att manövrera vid förflyttning tack vare lyftens sex hjul. Enkel att hantera vid toalett, uppresning och ståträning.



Fyrpunktsbygel och Lyftsele RgoSling Active

Tillbehör



2-punktsbygel

2-punkts lyftbygeln är perfekt att använda med lyftselen Rgosling Standup.

Lyftbygel StandUp 2910061



Fotplatta

Fotplattan ger en 10 cm förhöjning av fotstödet, vilket lämpar sig bra för barn och kortväxta vuxna. Infästningsanordningen är lätt att montera och gör det enkelt att fästa / ta loss tillbehöret på/från lyften.

Fotplatta 2910065



Antihalkskydd fotplatta

Inlägg med antihalkmaterial för att öka friktionen.

Antihalkskydd, par 2920151



Lyftsele Rgosling Active

Används tillsammans med 4-punktslyftbygeln Active.

XS	1720910
S	1720920
M	1720930
L	1720940
XL	1720950



Underbenstöd

Det finns ett alternativt underbensstöd med liten/ stor kudde till lyften. Vadband finns som tillbehör.

Underbensstöd med liten kudde	2910059
Underbensstöd med stor kudde	2910056



Kuddset utan vadband

Liten kudde, par 2910076
Stor kudde, par 2910077

Tillbehör



Lyftsele RgoSling StandUp polstrad

Används tillsammans med 2-punktslyftarmen StandUp.

XS	1720710
S	1720720
M	1720730
L	1720740
XL	1720750



Lyftsele RgoSling Standup med support, polstrad

Används tillsammans med 2-punktslyftarmen StandUp. Ger stöd för stussen om patienten behöver extra hjälp för att komma upp till stående.

XS	1720810
S	1720820
M	1720830
L	1720840
XL	1720850



Lituimbatteri

Som tillval till Molift Quick Raiser 205 finns också ett Litumbaserat LiFePO4-batteri (25,6 V) Batteriet kommer med integrerad laddare. Litium-batteriet har ca 4 ggr så lång förväntad livslängd jmf ett SLA-batteri.



“Alla människor skall ha möjlighet att skapa en egen tillvaro och en egen vardag på sina egna villkor oavsett sina fysiska förutsättningar”

För senaste nyheterna och kontinuerligt uppdaterad produktinformation – besök: www.etac.se